



Titrationsgefäß 20 – 90 mL

6.01406.220

Titriergefäß 20 – 90 mL mit Schraubverschluss für die Verwendung mit Titriergefäßoberteilen 6014050X0.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.01405.010	Titriergefäßoberteil OMNIS für die volumetrische Karl-Fischer-Titration
	Titriergefäßoberteil für die volumetrische Karl-Fischer Titration mit einem OMNIS Titrator.



6.01405.040 Titriergefäßoberteil OMNIS für Titriergefäße 601406XXX für Polytron

Titriergefäßoberteil für die volumetrische Karl-Fischer Titration mit einem OMNIS Titrator mit Polytron.



6.01405.000 Titriergefäßoberteil OMNIS 5 x NS 14

Titriergefäßoberteil mit fünf Öffnungen NS 14 für 601406XX0
Titrationsgefäße mit Schraubverschluss.

