



Zylindereinheit OMNIS 50 mL ohne Zubehör

6.01503.250

Intelligente Zylindereinheit 50 mL für einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module. Ohne Dosierschläuche und Antidiffusionsbürettenspitze.

Lieferumfang 6.01503.250

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2803.010	Fett (2 g)
		Sonderqualität (silikonfrei). Für fettfreie Schliffverbindungen siehe 6.2713.XXX

