



Zylindereinheit OMNIS spezial 10 mL ohne Zubehör

6.01508.210

Intelligente Zylindereinheit 10 mL für einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module. Diese Zylindereinheit wird speziell für die folgenden Lösungen empfohlen:

- Wässrige alkalische Lösungen
- Titrant 5
- Silbernitrat Lösungen
- Nichtwässrige alkalische Lösungen
- Permanganat Lösungen
- EDTA Lösungen

Ohne Dosierschläuche und Antidiffusionsbürettenspitze.

Lieferumfang 6.01508.210

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK

6.2803.010

Fett (2 g)

Sonderqualität (silikonfrei). Für fettfreie Schliffverbindungen
siehe 6.2713.XXX



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.05700.460	Consumable Kit Zylindereinheit OMNIS spezial 10 mL	
	Zylindereinheit spezial, 10 mL, komplett mit Zylinder, Kolben, Zylinderboden, Hahnscheibe, Zentrierrohr, Gehäuse und Datenchip. Für OMNIS Zylindereinheit 6.03004.210.	
6.05700.140	Consumable Kit Zylindereinheit OMNIS	
	FEP-Schlauchverbindungen M6 (40 cm) und Antidiffusionsbürettenspitze zu 6.03001.xxx und 6.03004.xxx Zylindereinheiten OMNIS.	