



# Zylindereinheit OMNIS spezial 20 mL ohne Zubehör

6.01508.220

Intelligente Zylindereinheit 20 mL für einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module. Diese Zylindereinheit wird speziell für die folgenden Lösungen empfohlen:

- Wässrige alkalische Lösungen
- Titrant 5
- Silbernitrat Lösungen
- Nichtwässrige alkalische Lösungen
- Permanganat Lösungen
- EDTA Lösungen

Ohne Dosierschläuche und Antidiffusionsspitze.

Lieferumfang 6.01508.220

| Qt. | Order no. | Beschreibung |
|-----|-----------|--------------|
|-----|-----------|--------------|

1 STK

6.2803.010

Fett (2 g)

Sonderqualität (silikonfrei). Für fettfreie Schliffverbindungen  
siehe 6.2713.XXX

