



OMNIS Liquid Adapter

6.01600.010

Adapter für den Anschluss von Reagenzflaschen mit 3S-Technologie an einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.02106.010	Verlängerungskabel Liquid Adapter 2m

Verlängerungskabel (Länge 2 m) zum Anschluss eines OMNIS Liquid Adapters an einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module.



6.02106.000 Verlängerungskabel Liquid Adapter 0.55 m

Verlängerungskabel (Länge 0.55 m) zum Anschluss eines OMNIS Liquid Adapters an einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module.



6.01602.000 Ansaugkupplung zu 6.01600.010

Ansaugkupplung als Ersatzteil zu einem 6.01600.010 OMNIS Liquid Adapter

