



Flaschenaufsatz multi-use

6.01601.000

Wiederverwendbarer Flaschenaufsatz (Bottle Cap) mit 3S-Technologie für den Anschluss von Reagenzflaschen an einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module.

Lieferumfang 6.01601.000

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.02701.010	PTFE-Dichtungsring zu 601601000 (VPE 5)

PTFE-Dichtungsring für Flaschenaufsatz multi-use (Bottle Cap).



1 STK

6.1819.020

Kanüle

Für Gewindebohrungen M6. Für Flaschenaufsätze 6.1602.1XX

