



Rührpropeller 13 mm ETFE

6.01900.020

Rührpropeller 13 mm ETFE mit verstellbarer Höhe für die Verwendung mit Rod Stirrer "Titrator" oder Rod Stirrer "Sample Robot"

Lieferumfang 6.01900.020

Qt.	Order no.	Beschreibung
0 STK	6.2803.000	Fett (1 oz.) Sonderqualität (silikonfrei) für fettfreie Schliffverbindungen siehe 6.2713.XXX.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.01402.000	Probenbecher aus Klarglas 75 mL, 30 Stück	
	Probenbecher aus Klarglas 75 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041040, 30 Stück	
6.01403.040	Titrierkopf 2xNS14 (P&P)	
	Titrierkopf mit 2 NS14 Öffnungen für die Verwendung in Pick&Place-Modulen des OMNIS Sample Robot Pick&Place und 3 eingezogenen Dosierspitzen. Vorbereitet für die Bestückung mit Spüldüsen. Ein Absaugschlauch ist bereits in den Titrierkopf eingezogen.	