



OMNIS Probenrack, 9 x 250 mL, (PP)

6.02041.010

OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot Pick&Place passend für 9 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.01400.000, 6.01400.003, 6.01400.100.

Kunststoff: Polypropylen (PP)

Lieferumfang 6.02041.010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.02042.000	Halter für Racketikette (3x)

Der Halter für Racketiketten erlaubt eine dauerhafte Beschriftung des Racks mit eindeutigem Namen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.01400.000	Probenbecher aus Klarglas 250 mL, 10 Stück Probenbecher aus Klarglas 250 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041010, 10 Stück.	
6.01400.100	Probenbecher aus Kunststoff (PP) 250 mL, 10 Stück Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 250 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041010, 10 Stück.	
6.01400.003	Probenbecher aus Braunglas 250mL, 10 Stück Probenbecher aus Braunglas 250 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041010, 10 Stück.	