



OMNIS Probenrack, 9 x 200 mL, (PP)

6.02041.020

OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot Pick&Place passend für 9 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.1459.310.

Kunststoff: Polypropylen (PP)

Lieferumfang 6.02041.020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.02042.000	Halter für Racketikette (3x)

Der Halter für Racketiketten erlaubt eine dauerhafte Beschriftung des Racks mit eindeutigem Namen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1459.310	Probenbecher Einweg aus Kunststoff (PP), 200 mL, 1000 Stück Probenbecher Einweg aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 200 mL, passend zu OMNIS Probenrack 6.02041.020, Probenrack 6.2041.370 und 6.2041.830, 1000 Stück.	
6.01404.020	Becheradapter zu Probenbecher 200 mL Becheradapter zur Zentrierung des Probenbecher 200 mL im Schlitten der Pick&Place-Module.	
6.02064.020	Becherniederhalter zu 200 mL Probenbecher Becherniederhalter zum Fixieren der 200 mL Probenbecher in den Greiferfingern des OMNIS Sample Robot Pick&Place.	