




OMNIS Probenrack, 16 x 120 mL, (PP)

6.02041.030

OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot Pick&Place passend für 16 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.01400.200, 6.01400.300, 6.01400.303.

Kunststoff: Polypropylen (PP)

Lieferumfang 6.02041.030

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.02042.000	Halter für Racketikette (3x)

Der Halter für Racketiketten erlaubt eine dauerhafte Beschriftung des Racks mit eindeutigen Namen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.01400.200	Probenbecher Kunststoff (PP) 120 mL, 20 Stück Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 120 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041030, 20 Stück.	
6.01404.030	Becheradapter zu OMNIS Probenbecher 120 mL Becheradapter zur Zentrierung des Probenbecher 120 mL im Schlitten der Pick&Place-Module	
6.01400.300	Probenbecher aus Klarglas 120 mL, 20 Stück Probenbecher aus Klarglas 120 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041030, 20 Stück.	
6.01400.303	Probenbecher aus Braunglas 120 mL, 20 Stück Probenbecher aus Braunglas 120 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041030, 20 Stück	