




OMNIS Probenrack, 25 x 75 mL, (PP)

6.02041.040

OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot Pick&Place passend für 25 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.01402.000, 6.01402.003, 6.1459.400.

Kunststoff: Polypropylen (PP)

Lieferumfang 6.02041.040

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.02042.000	Halter für Racketikette (3x)

Der Halter für Racketiketten erlaubt eine dauerhafte Beschriftung des Racks mit eindeutigen Namen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.01404.040	Becheradapter zu OMNIS Probenbecher 75 mL Becheradapter zur Zentrierung des Probenbecher 75 mL im Schlitten der Pick&Place-Module	
6.01402.000	Probenbecher aus Klarglas 75 mL, 30 Stück Probenbecher aus Klarglas 75 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041040, 30 Stück	
6.01402.003	Probenbecher aus Braunglas 75 mL, 30 Stück Probenbecher aus Braunglas 75 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041040, 30 Stück	
6.1459.400	Probenbecher aus Kunststoff (PE) 75 mL, 144 Stück Probenbecher aus Kunststoff (Polyethylen, PE) 75 mL, passend zu Probenracks 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 und 6.02041.040 OMNIS sample rack, 144 Stück.	