



# OMNIS Probenrack 50 x 6 mL

6.02041.060

OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot Oven, passend für 50 Probenvials (6.2419.000)

Lieferumfang 6.02041.060

| Qt.   | Order no.   | Beschreibung                 |
|-------|-------------|------------------------------|
| 1 STK | 6.02042.000 | Halter für Racketikette (3x) |

Der Halter für Racketiketten erlaubt eine dauerhafte Beschriftung des Racks mit eindeutigem Namen.

