




OMNIS Probenrack 77 x 8mm

6.02041.080

OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot - NIR passend für 77 Einwegvials mit einer optischen Pfadlänge von 8 mm für Messungen in Transmission (6.7402.240).

Lieferumfang 6.02041.080

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.02042.000	Halter für Racketikette (3x)

Der Halter für Racketiketten erlaubt eine dauerhafte Beschriftung des Racks mit eindeutigem Namen.

