




OMNIS Probenrack 77 x 15mm

6.02041.090

OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot - NIR passend für 77 Einwegvials mit Durchmesser 15 mm für Messungen in Reflektion (67402110).

Lieferumfang 6.02041.090

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.02042.000	Halter für Racketikette (3x)

Der Halter für Racketiketten erlaubt eine dauerhafte Beschriftung des Racks mit eindeutigem Namen.

