



OMNIS Probenrack 50 x 19mm

6.02041.100

OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot - NIR passend für 50 Einwegvials mit Durchmesser 19 mm für Messungen in Reflektion (67402120).

Lieferumfang 6.02041.100

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.02042.000	Halter für Racketikette (3x)

Der Halter für Racketiketten erlaubt eine dauerhafte Beschriftung des Racks mit eindeutigem Namen.

