



OMNIS Probenrack 50 x 22mm

6.02041.110

OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot - NIR passend für 50 Einwegvials mit Durchmesser 22 mm für Messungen in Reflektion (67402130).

Lieferumfang 6.02041.110

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.02042.000	Halter für Racketikette (3x)

Der Halter für Racketiketten erlaubt eine dauerhafte Beschriftung des Racks mit eindeutigem Namen.

