



OMNIS Probenrack 27 x 28mm

6.02041.120

OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot - NIR passend für 27 Einwegvials mit Durchmesser 28 mm für Messungen in Reflektion (67402140).

Lieferumfang 6.02041.120

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.02042.000	Halter für Racketikette (3x)

Der Halter für Racketiketten erlaubt eine dauerhafte Beschriftung des Racks mit eindeutigem Namen.

