



Messmodul analog

6.02101.010


Analoger Messkanal für einen OMNIS Titrator oder Titration Module für den Anschluss von analogen Elektroden.

Lieferumfang 6.02101.010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2621.140	Inbusschlüssel 2.5 mm



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.02104.600	Elektrodenkabel Steckkopf U / Stecker P, 0.55 m Kabel für den Anschluss einer Elektrode mit Steckkopf U an einem analogen Messmodul von OMNIS.	
6.02104.610	Elektrodenkabel Steckkopf U / Stecker P, 1.5 m Kabel für den Anschluss einer Elektrode mit Steckkopf U an einem analogen Messmodul von OMNIS.	
6.02104.000	Elektrodenkabel Steckkopf G / Stecker P, 0.55 m Kabel für Anschluss einer analogen Elektrode (Steckkopf G) an einem analogen Messmodul von OMNIS.	
6.02104.010	Elektrodenkabel Steckkopf G / Stecker P, 1.5 m Kabel für Anschluss einer analogen Elektrode (Steckkopf G) an einem analogen Messmodul von OMNIS.	

6.02104.020 Elektrodenkabel Steckkopf G (Temp.) / Stecker P, 0.55 m

Kabel für den Anschluss eines Temperatursensors (Kopf G) an ein analoges Messmodul von OMNIS.



6.02104.030 Elektrodenkabel Steckkopf G (Temp.) / Stecker P, 1.5 m

Kabel für den Anschluss eines Temperatursensors (Kopf G) an ein analoges Messmodul von OMNIS.



6.02104.040 Elektrodenkabel Steckkopf G (Pol) / Stecker P, 0.55 m

Kabel für Anschluss einer analogen polarisierbaren Elektrode (Steckkopf G) an analogem Messmodul von OMNIS.



6.02104.050 Elektrodenkabel Steckkopf G (Pol) / Stecker P, 1.5 m

Kabel für Anschluss einer analogen polarisierbaren Elektrode (Steckkopf G) an analogem Messmodul von OMNIS.



6.02105.010

Kabellitze, Länge 1.5 m

Elektrodenkabel (1x Bananenstecker 4 mm, 1x Bananenstecker 2 mm)
zum Anschluss einer getrennten Referenzelektrode an einen analogen
Messeingang eines OMNIS Titrationssystems, Länge 1.5 m.



6.02105.000

Kabellitze, Länge 0.55 m

Elektrodenkabel (1x Bananenstecker 4 mm, 1x Bananenstecker 2 mm)
zum Anschluss einer getrennten Referenzelektrode an einen analogen
Messeingang eines OMNIS Titrationssystems.

