



Messmodul analog

6.02101.011


Analoger Messkanal für einen OMNIS Titrator oder Titration Module für den Anschluss von analogen Elektroden. Kompatibel mit OMNIS Software Versionen 2.18 oder höher.

Lieferumfang 6.02101.011

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2621.140	Inbusschlüssel 2.5 mm



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.02104.000	Elektrodenkabel Steckkopf G / Stecker P, 0.55 m Kabel für Anschluss einer analogen Elektrode (Steckkopf G) an einem analogen Messmodul von OMNIS.	
6.02104.010	Elektrodenkabel Steckkopf G / Stecker P, 1.5 m Kabel für Anschluss einer analogen Elektrode (Steckkopf G) an einem analogen Messmodul von OMNIS.	
6.02104.020	Elektrodenkabel Steckkopf G (Temp.) / Stecker P, 0.55 m Kabel für den Anschluss eines Temperatursensors (Kopf G) an ein analoges Messmodul von OMNIS.	
6.02104.030	Elektrodenkabel Steckkopf G (Temp.) / Stecker P, 1.5 m Kabel für den Anschluss eines Temperatursensors (Kopf G) an ein analoges Messmodul von OMNIS.	

6.02104.040 Elektrodenkabel Steckkopf G (Pol) / Stecker P, 0.55 m

Kabel für Anschluss einer analogen polarisierbaren Elektrode (Steckkopf G) an analogem Messmodul von OMNIS.



6.02104.050 Elektrodenkabel Steckkopf G (Pol) / Stecker P, 1.5 m

Kabel für Anschluss einer analogen polarisierbaren Elektrode (Steckkopf G) an analogem Messmodul von OMNIS.



6.02104.600 Elektrodenkabel Steckkopf U / Stecker P, 0.55 m

Kabel für den Anschluss einer Elektrode mit Steckkopf U an einem analogen Messmodul von OMNIS.



6.02104.610 Elektrodenkabel Steckkopf U / Stecker P, 1.5 m

Kabel für den Anschluss einer Elektrode mit Steckkopf U an einem analogen Messmodul von OMNIS.



6.02105.000 Kabellitze, Länge 0.55 m

Elektrodenkabel (1x Bananenstecker 4 mm, 1x Bananenstecker 2 mm)
zum Anschluss einer getrennten Referenzelektrode an einen analogen
Messeingang eines OMNIS Titrationssystems.



6.02105.010 Kabellitze, Länge 1.5 m

Elektrodenkabel (1x Bananenstecker 4 mm, 1x Bananenstecker 2 mm)
zum Anschluss einer getrennten Referenzelektrode an einen analogen
Messeingang eines OMNIS Titrationssystems, Länge 1.5 m.

