



Greiferfinger 43 - 65 mm

6.02601.010

Greiferfinger zu OMNIS Sample Robot Pick&Place zum Greifen von Probenbechern mit einem Aussendurchmesser von 43 bis 65 mm.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.01400.200	Probenbecher Kunststoff (PP) 120 mL, 20 Stück
	Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 120 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041030, 20 Stück.



6.05700.000 Consumable Kit OMNIS Gripper

Je vier Gleithülsen und Gummi Greiferfinger zum Austausch am Greiferfinger des OMNIS Sample Robot.



6.01400.000 Probenbecher aus Klarglas 250 mL, 10 Stück

Probenbecher aus Klarglas 250 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041010, 10 Stück.



6.01400.003 Probenbecher aus Braunglas 250mL, 10 Stück

Probenbecher aus Braunglas 250 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041010, 10 Stück.



6.01400.300 Probenbecher aus Klarglas 120 mL, 20 Stück

Probenbecher aus Klarglas 120 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041030, 20 Stück.



6.01400.303 Probenbecher aus Braunglas 120 mL, 20 Stück

Probenbecher aus Braunglas 120 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041030, 20 Stück



6.01400.100 Probenbecher aus Kunststoff (PP) 250 mL, 10 Stück

Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 250 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041010, 10 Stück.

