



Greiferfinger 50 - 72 mm

6.02601.020

Greiferfinger zu OMNIS Sample Robot Pick&Place zum Greifen von Probenbechern mit einem Aussendurchmesser von 50 bis 72 mm.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1459.310	Probenbecher Einweg aus Kunststoff (PP), 200 mL, 1000 Stück
	Probenbecher Einweg aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 200 mL, passend zu OMNIS Probenrack 6.02041.020, Probenrack 6.2041.370 und 6.2041.830, 1000 Stück.



6.01400.000 Probenbecher aus Klarglas 250 mL, 10 Stück

Probenbecher aus Klarglas 250 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041010, 10 Stück.



6.01400.003 Probenbecher aus Braunglas 250mL, 10 Stück

Probenbecher aus Braunglas 250 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041010, 10 Stück.



6.01400.100 Probenbecher aus Kunststoff (PP) 250 mL, 10 Stück

Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 250 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041010, 10 Stück.



6.02064.020 Becherniederhalter zu 200 mL Probenbecher

Becherniederhalter zum Fixieren der 200 mL Probenbecher in den Greiferfingern des OMNIS Sample Robot Pick&Place.

