



## Greiferfinger 28-48 mm

6.02601.040

Greiferfinger zu OMNIS Sample Robot Pick&Place zum Greifen von Probenbechern mit einem Aussendurchmesser von 28 - 48 mm.

### Optionales Zubehör

| Order no.   | Beschreibung                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 6.01402.000 | Probenbecher aus Klarglas 75 mL, 30 Stück                                        |
|             | Probenbecher aus Klarglas 75 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041040, 30 Stück |



6.01402.003 Probenbecher aus Braunglas 75 mL, 30 Stück

Probenbecher aus Braunglas 75 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041040, 30 Stück



---

6.01400.300 Probenbecher aus Klarglas 120 mL, 20 Stück

Probenbecher aus Klarglas 120 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041030, 20 Stück.



---

6.01400.303 Probenbecher aus Braunglas 120 mL, 20 Stück

Probenbecher aus Braunglas 120 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041030, 20 Stück



---

6.01400.200 Probenbecher Kunststoff (PP) 120 mL, 20 Stück

Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 120 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041030, 20 Stück.



6.05700.000

Consumable Kit OMNIS Gripper

Je vier Gleithülsen und Gummi Greiferfinger zum Austausch am Greiferfinger des OMNIS Sample Robot.

