



Septumstopfen

6.02709.020

Septumstopfen aus Kunststoff, passend zu Titriergefässoberteile 6014050X0.

Lieferumfang 6.02709.020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1448.010	Septum / 12 mm / 5 Stück
	Satz à 5 Stück.	



Aus PP. Für Septum 6.1448.010 oder zum Fixieren des Trockenrohrs 6.1403.040 oder der Elektrode 6.0338.100 in den KF-Titriergefäßoberteilen 6.1414.030 und 6.1414.040. Für KF-Anwendungen.

