




## KF Dis-Cover Deckel für OMNIS Probenbecher 75 mL, 25 Stück

6.02710.000

Deckel mit Dichtungen für die volumetrische Karl Fischer Titration in Probenbechern 6.01402.000 und 6.01402.003 im OMNIS Sample Robot Pick&Place System.

Lieferumfang 6.02710.000

| Qt.   | Order no.   | Beschreibung                                                    |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 STK | 6.05700.160 | Consumable Kit Dichtungen zu KF Dis-Cover Deckel<br>6.02710.000 |

Dichtungen für den Ersatz an Deckel 6.02710.000, 25 Stück.

