




KF Dis-Cover Deckel für OMNIS Probenbecher 120 mL, 16 Stück

6.02710.010

Deckel mit Dichtungen für die volumetrische Karl Fischer Titration in Probenbechern 6.01400.200, 6.01400.300 und 6.01400.303 im OMNIS Sample Robot Pick&Place System.

Lieferumfang 6.02710.010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.05700.170	Consumable Kit Dichtungen zu KF Dis-Cover Deckel 6.02710.010

Dichtungen für den Ersatz an Deckel 6.02710.010, 16 Stück



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.01400.200	Probenbecher Kunststoff (PP) 120 mL, 20 Stück Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 120 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041030, 20 Stück.	
6.01400.300	Probenbecher aus Klarglas 120 mL, 20 Stück Probenbecher aus Klarglas 120 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041030, 20 Stück.	
6.01400.303	Probenbecher aus Braunglas 120 mL, 20 Stück Probenbecher aus Braunglas 120 mL, passend zu OMNIS Probenrack 602041030, 20 Stück	