



Ultrafiltrationzelle 2

6.02729.110

Für die Inline-Ultrafiltration von Proben zusammen mit dem 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus. Als Alternative für aufwendiges manuelles Filtrieren mit Spritzenvorsatzfilter.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2714.020	Filtrationsmembran reg. Zellulose, 0.2 µm, 50 Stk

Nominelle Porengrösse: 0.2 µm. Set à 50 Stück. Für Inline-Filtration.



6.2714.030 Dialysemembran (Polyamid)

Zur Inline Dialyse und Filtration.



6.2744.000 Druckschraube PVDF

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für IC-Geräte, Inline-Dialysis (Anschluss von PTFE-Kapillaren)



6.2831.010 Kunststoffpinzette

Für die Dialyse und Filtrationsmembranen



6.02057.120 Halter für Ultrafiltration cell 2, Stand-alone

Halter für die 6.02729.110 Ultrafiltrationszelle 2



6.02057.030

Halter für Ultrafiltrationszelle 2

Halter zur Montage der 6.02729.110 Ultrafiltrationszelle 2 am 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.



6.2714.050

Filtrationsmembran reg. Zellulose, 0.45 µm, 50 Stk.

Nominelle Porengrösse: 0.45 µm. Set à 50 Stück. Für Inline-Filtration.

