



Zylindereinheit OMNIS 2 mL

6.03001.120

Intelligente Zylindereinheit 2 mL für einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module. Inklusive Dosierschläuchen und Antidiffusionsbürettenspitze.

Lieferumfang 6.03001.120

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.01503.120	Zylindereinheit OMNIS 2 mL ohne Zubehör

Intelligente Zylindereinheit 2 mL für einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module. Ohne Dosierschläuche und Antidiffusionsbürettenspitze.



1 STK

6.1446.030

Gelenkstopfen / B-14/(15)

Für die bewegliche Halterung von Bürettenspitzen in Titriergefäßen



2 STK

6.1446.040

Gewindestopfen / M6



1 STK

6.1543.200

Titrierspitze / Gewinde M6

Titrierspitze mit Antidiffusionsventil.



2 STK

6.1805.100

FEP-Schlauch / M6 / 40 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.2008.030

Schlauchspitzenköcher für 807 Dosing Unit

Ergibt zusammen mit Köcherhalter 6.2008.050 eine Halterung für die Bürettenspitze an der 807 Dosing Unit.



1 STK

6.2709.070

Führungshülse

Für die Fixierung von Büretten- und Dosierspitzen in Titrierköpfen und Elektrodenhaltern



1 STK

6.2739.000

Schlüssel


Zum Anziehen von Verbindungen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.05700.140	Consumable Kit Zylindereinheit OMNIS

FEP-Schlauchverbindungen M6 (40 cm) und Antidiffusionsbürettenspitze zu 6.03001.xxx und 6.03004.xxx Zylindereinheiten OMNIS.



6.05700.401	Consumable Kit Zylindereinheit OMNIS 2 mL
-------------	---

Zylindereinheit OMNIS 2 mL komplett mit Zylinder, Kolben, Zylinderboden, Hahnscheibe, Zentrierrohr und Zylindergehäuse inklusive programmiertem Datenchip.

