



Zylindereinheit OMNIS 50 mL

6.03001.250

Intelligente Zylindereinheit 50 mL für einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module. Inklusive Dosierschläuchen und Antidiffusionsbürettenspitze.

Lieferumfang 6.03001.250

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.01503.250	Zylindereinheit OMNIS 50 mL ohne Zubehör

Intelligente Zylindereinheit 50 mL für einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module. Ohne Dosierschläuche und Antidiffusionsbürettenspitze.



1 STK

6.1446.030

Gelenkstopfen / B-14/(15)

Für die bewegliche Halterung von Bürettenspitzen in Titriergefäßen



2 STK

6.1446.040

Gewindestopfen / M6



1 STK

6.1543.200

Titrierspitze / Gewinde M6

Titrierspitze mit Antidiffusionsventil.



2 STK

6.1805.100

FEP-Schlauch / M6 / 40 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.2008.030

Schlauchspitzenköcher für 807 Dosing Unit

Ergibt zusammen mit Köcherhalter 6.2008.050 eine Halterung für die Bürettenspitze an der 807 Dosing Unit.



1 STK

6.2709.070

Führungshülse

Für die Fixierung von Büretten- und Dosierspitzen in Titrierköpfen und Elektrodenhaltern



1 STK


6.2739.000

Schlüssel

Zum Anziehen von Verbindungen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.05700.140	Consumable Kit Zylindereinheit OMNIS FEP-Schlauchverbindungen M6 (40 cm) und Antidiffusionsbürettenspitze zu 6.03001.xxx und 6.03004.xxx Zylindereinheiten OMNIS.	
6.05700.441	Consumable Kit Zylindereinheit OMNIS 50 mL Zylindereinheit OMNIS 50 mL komplett mit Zylinder, Kolben, Zylinderboden, Hahnscheibe, Zentrierrohr und Zylindergehäuse inklusive programmiertem Datenchip.	