



Zylindereinheit OMNIS spezial 10 mL

6.03004.210

Intelligente Zylindereinheit 10 mL für einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module. Diese Zylindereinheit wird speziell für die folgenden Lösungen empfohlen:

- Wässrige alkalische Lösungen
- Titrant 5
- Silbernitrat Lösungen
- Nichtwässrige alkalische Lösungen
- Permanganat Lösungen
- EDTA Lösungen

Inklusive Dosierschläuchen und Antidiffusionsbürettenspitze.

Lieferumfang 6.03004.210

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK

6.01508.210

Zylindereinheit OMNIS spezial 10 mL ohne Zubehör

Intelligente Zylindereinheit 10 mL für einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module. Diese Zylindereinheit wird speziell für die folgenden Lösungen empfohlen:

- Wässrige alkalische Lösungen
- Titrant 5
- Silbernitrat Lösungen
- Nichtwässrige alkalische Lösungen
- Permanganat Lösungen
- EDTA Lösungen

Ohne Dosierschläuche und Antidiffusionsbürettenspitze.



1 STK

6.1446.030

Gelenkstopfen / B-14/(15)

Für die bewegliche Halterung von Bürettenspitzen in Titriergefäßen



2 STK

6.1446.040

Gewindestopfen / M6



1 STK

6.1543.200

Titrierspitze / Gewinde M6

Titrierspitze mit Antidiffusionsventil.



2 STK

6.1805.100

FEP-Schlauch / M6 / 40 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.2008.030

Schlauchspitzenköcher für 807 Dosing Unit

Ergibt zusammen mit Köcherhalter 6.2008.050 eine Halterung für die Bürettenspitze an der 807 Dosing Unit.



1 STK

6.2709.070

Führungshülse

Für die Fixierung von Büretten- und Dosierspitzen in Titrierköpfen und Elektrodenhaltern



1 STK


6.2739.000

Schlüssel

Zum Anziehen von Verbindungen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.05700.140	Consumable Kit Zylindereinheit OMNIS FEP-Schlauchverbindungen M6 (40 cm) und Antidiffusionsbürettenspitze zu 6.03001.xxx und 6.03004.xxx Zylindereinheiten OMNIS.	
6.05700.460	Consumable Kit Zylindereinheit OMNIS spezial 10 mL Zylindereinheit spezial, 10 mL, komplett mit Zylinder, Kolben, Zylinderboden, Hahnscheibe, Zentrierrohr, Gehäuse und Datenchip. Für OMNIS Zylindereinheit 6.03004.210.	