



Doppel-Pt-Draht-Elektrode für Probenwechsler (Fixkabel)

6.0340.000

Indikatorelektrode (Durchmesser = 5.3 mm, Fixkabel 2 m), die für automatisierte Karl-Fischer-Titration verwendet wird.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.02109.010	Adapterkabel OMNIS (Pol.) für 6.0340.000 Adapterkabel Buchse F auf Stecker P für die polarisierbare KF-Elektrode 6.0340.000, anschliessbar an das analoge Messmodul von OMNIS.