



Doppel-Pt-Draht-Elektrode für die Coulometrie

6.0341.100

Indikatorelektrode, die für coulometrische Karl-Fischer-Titration verwendet wird.

Lieferumfang 6.0341.100

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2008.040	Aufbewahrungsgefäß
Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.		



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2104.020	Elektrodenkabel / 1 m / F Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf G an Metrohm-Geräte (Buchse F).	
