



Generatorelektrode ohne Diaphragma

6.0345.100

Generatorelektrode ohne Diaphragma für coulometrische Karl-Fischer-Titrationen, Normschliff 29 /22. Diese Generatorelektrode eignet sich für die meisten Applikationen, bei denen sich die Probe gut in Alkohol löst.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2104.120	Elektrodenkabel / 1 m / H Mit Stecker H. Für die Verbindung Generatorelektrode - KF-Coulometer.

