



Mikro-Pt-Titrode (Einbaulänge 17.8 cm)

6.0434.110

Kombinierte Platinringeletrode mit einer pH-Glasmembran als Referenzelektrode, Einbaulänge = 17.8 cm, verjüngt auf 6.4 mm Durchmesser.

Diese wartungsfreie Elektrode eignet sich für Redox titrationen bei konstant bleibendem pH-Wert, z.B.:

- Iodometrie
- Chromatometrie
- Cerimetrie
- Permanganometrie

Diese Elektrode wird in dest. Wasser aufbewahrt.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

6.2104.020

Elektrodenkabel / 1 m / F

Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf G an Metrohm-Geräte (Buchse F).

