

Zubehör-Kit: OMNIS IC AS COOL


6.05000.060

Lieferumfang 6.05000.060


Order Number	Beschreibung	Menge
6.01816.010	Schlauch Silikon, 8/12 mm, 2 m Ablaufschlauch	2 PCS



6.02041.510	OMNIS Probenrack 40 x 5 mL	2 PCS
-------------	----------------------------	-------




6.02061.120	Tropfensammler, Extension	1 PCS
-------------	---------------------------	-------



6.02743.027

Vial PS, 5 mL, 200 Stk.

1 PCS



6.02743.030

Flasche PP, 50 mL, 12 Stück

1 PCS




Die 50 mL Flaschen sind aus Polypropylen (PP) Kunststoff hergestellt und können für Proben, Standards, Checkstandards und Spüllösungen verwendet werden. Die Produktion und die Verpackung erfolgen unter Steril- und Reinraumbedingungen. Dies garantiert minimale Kontaminierungsgrade. Die Probengefäße werden stichprobenartig auf auslaugbare Anionen und Kationen überprüft.

6.02743.087

Kappe PP, AD 11.5 mm, 200 Stk.

1 PCS



6.02040.010

OMNIS IC AS COOL Tray

1 PCS

