



NH₃-selektive Gasmembranelektrode (tiefe Konz.)

6.0506.100

Kombinierte ammoniakselektive Gasmembranelektrode für tiefe Konzentrationen 10^{-2} mol/L z.B.:

- in Trinkwasser
- in Kesselspeisewasser
- in Mineralwasser

Das komplette Membranmodul kann bei Bedarf einfach ausgetauscht werden. Diese werden einzeln getestet und zertifiziert.

Lieferumfang 6.0506.100

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

100 Stk

6.1236.050

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.



100 Stk

6.2008.040

Aufbewahrungsgefäß

Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1255.000	Ersatzmodul-Kit für NH ₃ -selektive Elektrode 6.0506.100 Bestehend aus: Ersatzmembranmodul (3 Stück), Messelektrolyt-Lösung (50 mL)	
6.2104.020	Elektrodenkabel / 1 m / F Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf G an Metrohm-Geräte (Buchse F).	
6.2316.030	Innenlösung zu Elektrode 6.0506.100 Messelektrolyt für NH ₃ -selektive Elektrode (50 mL)	