



Kombinierte Polymermembranelektrode, K

6.0510.110

Kombinierte kaliumselektive Elektrode mit Polymermembran.

Diese ISE eignet sich für:

- Ionenmessungen von K^+ (10^{-7} bis 1 mol/L) in wässrigen Lösungen
- Titrationen in wässrigen Lösungen

Dank einem robusten/bruchsicheren Kunststoffschacht aus Polypropylen und einem Stossschutz für die Polymermembran ist dieser Sensor mechanisch sehr belastbar.

Als Referenzelektrolyt wird $c(CH_3COOLi) = 1$ mol/L verwendet.

Lieferumfang 6.0510.110

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

10 Stk

6.1236.050

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm

Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.



10 Stk

6.2008.040

Aufbewahrungsgefäß

Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2328.000	Elektrolyt Li-Acetat 1 mol/L (50 mL) Elektrolyt Lithiumacetat 1 mol/L (Bezugselektrolyt für kombinierte K ⁺ -ISE 6.0510.110)	
6.2104.020	Elektrodenkabel / 1 m / F Für die Verbindung von Elektroden mit Metrohm-Steckkopf G an Metrohm-Geräte (Buchse F).	