



## IC-Ausrüstung: Full-Loop, PP, 889 Basic

6.05330.220

Die IC-Ausrüstung enthält alle Zubehörteile, die benötigt werden, um Proben vom 889 IC Sample Center Basic mit der Peristaltikpumpe zum Ionenchromatographen zu transferieren.

Lieferumfang 6.05330.220

| Qt.   | Order no.  | Beschreibung                     |
|-------|------------|----------------------------------|
| 1 STK | 6.1841.000 | PEEK-Transferkapillare 2 mL, 5 m |



1 STK

6.1803.030

PTFE-Kapillare 0.5 mm i.D. / 3 m

Kapillare zur Inline-Dialyse, für Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Unit Dialysis.



1 STK

6.1602.150

Flaschenaufsatz / GL 45 - 3 x UNF 10/32

Für den Anschluss von Kapillaren 1/16 in. Einsatz bei MSM-Hilfslösungen und in der Metrohm Inline Probenvorbereitung.



1 STK

6.1608.070

Eluentenflasche / 2 L / GL 45



1 STK

6.1826.360

Pumpschlauch LFL (weiss/weiss), 3 Stopper

Für Probenwechsler.



1 STK

6.2744.034

Kupplung Olive/UNF 10/32, 2x

Verbindung Druckschraube und Pumpschlauch. 2 Stück. Für IC-Geräte mit Peristaltikpumpe.



---

1 STK

6.2744.070

Druckschraube kurz

Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.

