


OMNIS IC-Ausr.: D-INJ, DD


6.05331.010

Lieferumfang 6.05331.010


Order Number	Beschreibung	Menge
6.01562.100	Transferkapillare 2 mL, PEEK	1 PCS



6.01805.400	FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m	1 PCS
-------------	--------------------------------------	-------




6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	1 PCS
-------------	--	-------



6.05000.010

Zubehör-Kit: Flasche OMNIS IC, PP, 2 L

1 PCS



OMNIS IC Zubehörset für die Anbringung der Reagenzienflasche am Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.

6.2744.070

Druckschraube kurz

1 PCS



Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.