


OMNIS IC-Ausr.: UF, PP/PP

Lieferumfang

Order Number	Beschreibung	Menge
6.01815.000	Spiralband, 3-15 mm, 0.5 m	1 PCS



6.2744.070	Druckschraube kurz Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.	1 PCS
------------	---	-------



6.2621.030	Inbusschlüssel 4 mm	1 PCS
------------	----------------------------	-------



6.2744.034

Kupplung Olive/UNF 10/32, 2x

2 PCS


Verbindung Druckschraube und Pumpschlauch. 2 Stück.
Für IC-Geräte mit Peristaltikpumpe.



6.01826.020

Pumpschlauch, ID 1.0 mm, weiss - weiss


2 PCS



6.01831.220

PEEK-Kap. FILTRATE OUT - INJ, 800/0.5 mm


1 PCS



6.01831.210

PEEK Kap. PP - SAMPLE IN, 450/0.5 mm

1 PCS



6.02729.110

Ultrafiltrationzelle 2

1 PCS



Für die Inline-Ultrafiltration von Proben zusammen mit dem 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus. Als Alternative für aufwendiges manuelles Filtrieren mit Spritzenvorsatzfilter.

6.2714.020

Filtrationsmembran reg. Zellulose, 0.2 µm, 50 Stk

1 PCS



Nominelle Porengrösse: 0.2 µm. Set à 50 Stück. Für Inline-Filtration.

6.1831.180

PEEK-Kapillare 0.5 mm i.D. / 3 m

1 PCS



6.2744.000

Druckschraube PVDF

1 PCS



Mit UNF 10/32 Anschluss. Für IC-Geräte, Inline-Dialysis (Anschluss von PTFE-Kapillaren)

6.2831.010



Kunststoffpinzette

1 PCS

Für die Dialyse und Filtrationsmembranen