




OMNIS IC-Ausr.: MIDT-UF, PP/DD

Lieferumfang

Order Number	Beschreibung	Menge
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	4 PCS
		
6.01815.000	Spiralband, 3-15 mm, 0.5 m	1 PCS
		
6.05000.010	Zubehör-Kit: Flasche OMNIS IC, PP, 2 L OMNIS IC Zubehörset für die Anbringung der Reagenzienflasche am Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		

6.2744.070

Druckschraube kurz

2 PCS

Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



6.2744.320

PEEK-Kupplung M6 / UNF 10/32

2 PCS

Verbindet Transferschläuche (M6) mit Kapillaren (UNF 10/32)



6.2621.030

Inbusschlüssel 4 mm

1 PCS



6.1831.060

PEEK-Kapillare 0.5 mm i.D. / 1 m

1 PCS

Zur Inline-Dialyse und für Probenwechsler. Für IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit.



6.1831.050


PEEK-Kapillare 0.5 mm i.D. / 40 cm

1 PCS

Zur Inline-Dialyse und für Probenwechsler. Für IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact VA Autosampler.

6.2744.034


Kupplung Olive/UNF 10/32, 2x

1 PCS

Verbindung Druckschraube und Pumpschlauch. 2 Stück.
Für IC-Geräte mit Peristaltikpumpe.

6.2744.080


Adapter Gewinde M6 / UNF 10/32

1 PCS

Mit M6 Aussengewinde. Für IC-Geräte.

6.2744.200


Adapter UNF 10/32 aussen / M6 innen


1 PCS

Zur Verbindung von 1/16 in. PEEK-Kapillaren und Transferschlauch (M6).

6.01532.140

LQH-Transferschlauch, FEP, AD 1/8"


1 PCS



6.01532.130

Transferschlauch 5 mL, FEP, AD 1/8"


1 PCS



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


1 PCS



6.01826.020

Pumpschlauch, ID 1.0 mm, weiss - weiss


1 PCS



6.01831.220

PEEK-Kap. FILTRATE OUT - INJ, 800/0.5 mm


1 PCS



6.01831.240

PEEK Kapillare 0.75 mm i.d. / 140 cm


1 PCS



6.01831.210

PEEK Kap. PP - SAMPLE IN, 450/0.5 mm

1 PCS



6.02729.110

Ultrafiltrationzelle 2

1 PCS



Für die Inline-Ultrafiltration von Proben zusammen mit dem 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus. Als Alternative für aufwendiges manuelles Filtrieren mit Spritzenvorsatzfilter.

6.2714.020

Filtrationsmembran reg. Zellulose, 0.2 µm, 50 Stk

1 PCS

Nominelle Porengrösse: 0.2 µm. Set à 50 Stück. Für Inline-Filtration.



6.1831.180

PEEK-Kapillare 0.5 mm i.D. / 3 m

1 PCS



6.2744.000

Druckschraube PVDF

1 PCS

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für IC-Geräte, Inline-Dialysis (Anschluss von PTFE-Kapillaren)



6.2831.010

Kunststoffpinzette

1 PCS

Für die Dialyse und Filtrationsmembranen



6.1903.000

Rührstäbchen / 8 x 3 mm

1 PCS

Rührstäbchen mit magnetischem Kern, Umhüllung aus PTFE, 8 mm lang und 3 mm Durchmesser.

