




OMNIS IC-Ausr.: PCR, DD

Lieferumfang

Order Number	Beschreibung	Menge
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	2 PCS
		
6.02837.040	Filterrohr	2 PCS
		
6.05000.010	Zubehör-Kit: Flasche OMNIS IC, PP, 2 L OMNIS IC Zubehörset für die Anbringung der Reagenzienflasche am Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.	2 PCS
		

6.2744.070

Druckschraube kurz

1 PCS


Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



6.02027.030

Clip Befestigungsschiene, 2 x AD 1/16"

2 PCS



6.2744.150

T-Verbinder UNF 10/32

1 PCS

T-Verbinder für 3 Kapillaren.



6.1831.030

PEEK-Kapillare 0.75 mm i.D. / 3 m

1 PCS


Für alle IC-Komponenten.



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


1 PCS



6.02006.120

Halter, Befestigungsschiene


1 PCS



6.02061.130

Tropfensammler, Unit

1 PCS



6.02845.100

PCR-Kartusche, PTFE, ID 0.5 mm

1 PCS

