



OMNIS IC Ausr.: EPOD

Lieferumfang

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1621.000	Kanister / 10 L Als Spül- oder Abfallkanister in automatisierten Systemen.	1 PCS
		
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	3 PCS
		
6.05000.010	Zubehör-Kit: Flasche OMNIS IC, PP, 2 L OMNIS IC Zubehörset für die Anbringung der Reagenzienflasche am Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		

6.1805.530

FEP-Schlauch / M6 / 2 m

1 PCS

Mit Licht- und Knickschutz.



6.2744.200

Adapter UNF 10/32 aussen / M6 innen

1 PCS


Zur Verbindung von 1/16 in. PEEK-Kapillaren und Transferschlauch (M6).



6.01602.110

Flaschenaufsatz S 40, 2x M6, UNF 10/32

1 PCS



6.01503.250

Zylindereinheit OMNIS 50 mL ohne Zubehör

1 PCS

Intelligente Zylindereinheit 50 mL für einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module. Ohne Dosierschläuche und Antidiffusionsbürettenspitze.



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m

2 PCS

