



Consumable Kit OMNIS Pumpenmodul (2-Kanal)

6.05700.010

Je zwei Pumpschläuche und zugehörige Anpressklammern für den Ersatz im OMNIS Pumpenmodul. Mit einem Consumable Kit können zwei Peristaltikpumpen des Pumpenmodul neu bestückt werden.

Lieferumfang 6.05700.010

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.01801.020	Pumpschlauch Pharm-A-line zu Pumpenmodul Peristaltik

Der Pumpschlauch ist bereits mit Adaptern versehen, die den direkten Einbau in die Peristaltikpumpe des Pumpenmoduls erlauben. Der Pharm-A-line Pumpschlauch ist für den Transport von wässrigen wie nicht-wässrigen Lösungen und muss in Verbindung mit der Anpressklammer weiss im Pumpenmodul betrieben werden.



Mittels der Anpressklammer wird der Pumpschlauch im Pumpenmodul "Peristaltik" fixiert und gesichert.

