



Consumable Kit Zylindereinheit OMNIS spezial 20 mL

6.05700.451

Zylindereinheit spezial, 20 mL, komplett mit Zylinder, Kolben, Zylinderboden, Hahnscheibe, Zentrierrohr, Gehäuse und Datenchip. Für OMNIS Zylindereinheit 6.03004.220.

Lieferumfang 6.05700.451

Qt.	Order no.	Beschreibung
0 STK	6.2803.000	Fett (1 oz.) Sonderqualität (silikonfrei) für fettfreie Schliffverbindungen siehe 6.2713.XXX.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.03004.220	Zylindereinheit OMNIS spezial 20 mL Intelligente Zylindereinheit 20 mL für einen OMNIS Titrator, Titration Module oder Dosing Module. Diese Zylindereinheit wird speziell für die folgenden Lösungen empfohlen: • Wässrige alkalische Lösungen • Titrant 5 • Silbernitrat Lösungen • Nichtwässrige alkalische Lösungen • Permanganat Lösungen • EDTA Lösungen Inklusive Dosierschläuchen und Antidiffusionsbürettenspitze.

