



Umrüstungs-Kit M/L P&P zu WSM

6.05800.630

Dieses Set enthält die nötigen Bestandteile um einen bestehenden Sample Robot Pick&Place M oder L, welcher maximal ein Pumpenmodul und zwei Pick&Place Module besitzt, für den Einsatz eines OMNIS Workstation Module vorzubereiten.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
2.1024.0010	OMNIS Workstation Module (1T/0P)
	Modul für den Einbau in den OMNIS Sample Robot WSM. Dieses Modul enthält eine Arbeitsstation für die automatische Bearbeitung von Probengefäßen ohne Pumpen. Die Arbeitsstation nimmt den Probenbecher für die Analyse auf. Zwischen den Analysen können verwendete Sensoren im Aufbewahrungsbecher der Arbeitsstation gereinigt oder geparkt werden. Soll bei der Analyse gerührt werden, kann für diese Arbeitsstation ein separater Stabrührer oder ein Magnetrührer angebaut werden.



Modul für den Einbau in den OMNIS Sample Robot WSM. Dieses Modul enthält eine Arbeitsstation für die automatische Bearbeitung von Probengefäßen und zwei Pumpen zur automatischen Reinigung (Spülen und Absaugen) von Probengefäßen und Sensoren. Die Arbeitsstation nimmt den Probenbecher für die Analyse auf. Zwischen den Analysen können verwendete Sensoren im Aufbewahrungsbecher der Arbeitsstation gereinigt oder geparkt werden. Soll bei der Analyse gerührt werden, kann für diese Arbeitsstation ein separater Stabrührer oder ein Magnetrührer eingebaut werden.



Modul für den Einbau in den OMNIS Sample Robot WSM. Dieses Modul enthält zwei Arbeitsstation für die automatische Bearbeitung von Probengefäßen und vier Pumpen zur automatischen Reinigung von Probengefäßen und Sensoren (Spülen und Absaugen) auf beiden Arbeitsstationen. Die Arbeitsstationen nehmen den Probenbecher für die Analyse auf. Zwischen den Analysen können verwendete Sensoren in den Aufbewahrungsbechern der Arbeitsstationen gereinigt oder geparkt werden. Soll bei der Analyse gerührt werden, kann für jede Arbeitsstation ein separater Stabrührer oder Magnetrührer eingebaut werden.

