



Ag/AgCl-Referenzsystem

6.0724.140

Silber/Silberchlorid-Referenzsystem mit Normschliff 14/15 für modulares Referenzsystem in Kombination mit dem Referenzelektrolytgefäß aus PTFE (6.1240.000) oder Glas (6.1240.020).

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1240.000	Elektrolytgefäß / Durchmesser 3 mm Mit PTFE-Kapillare und Keramik-Diaphragma (3 mm)



6.1240.020

Elektrolytgefäß / Durchmesser 1 mm

Mit Keramik-Diaphragma (Typ D).



6.2308.020

Elektrolyt 3 mol/L KCl (250 mL)

Elektrolytlösung $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (für Ag/AgCl-Bezugssysteme)

