



Ag/AgCl-Referenzelektrode mit KCl (Länge 12.5 cm)

6.0726.107

Silber/Silberchlorid-Referenzelektrode mit Double-Junction System, Einbaulänge 10 cm.

Der Normschliff 14/15 ermöglicht eine einfache Montage, und das gegenüber Verschmutzung unempfindliche flexible Schliffdiaphragma kann jederzeit ersetzt werden. Der Referenz- und der Zwischenelektrolyt können je nach Verwendung frei gewählt werden und sind leicht auszutauschen. Dieser Sensor wird mit $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ als Referenz- und Zwischenelektrolyt vorgefüllt.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

6.02105.000 Kabellitze, Länge 0.55 m

Elektrodenkabel (1x Bananenstecker 4 mm, 1x Bananenstecker 2 mm) zum Anschluss einer getrennten Referenzelektrode an einen analogen Messeingang eines OMNIS Titrationssystems.



6.02105.010 Kabellitze, Länge 1.5 m

Elektrodenkabel (1x Bananenstecker 4 mm, 1x Bananenstecker 2 mm) zum Anschluss einer getrennten Referenzelektrode an einen analogen Messeingang eines OMNIS Titrationssystems, Länge 1.5 m.



6.1243.030 Diaphragma für Bezugselektroden

Ersatz-Schliffdiaphragma für Bezugselektroden 6.0726.1XX und 6.0729.1XX



6.2106.020 Kabellitze / 1 m / 2 x B

Elektrodenkabel mit 2 x Stecker B (4 mm) für den Anschluss von Elektroden mit Steckkopf B



6.2106.060

Kabellitze / 2 m / 2 x B

Elektrodenkabel mit 2 x Stecker B (4 mm) für den Anschluss von Elektroden mit Steckkopf B



6.2308.020

Elektrolyt 3 mol/L KCl (250 mL)

Elektrolytlösung $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (für Ag/AgCl-Bezugssysteme)

