



# Ag/AgCl-Referenzelektrode

6.0728.120

Inneres Referenzsystem mit Elektrolyt  $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ . Zur Verwendung mit Elektrolytgefäß aus Kunststoff 6.1245.010.

## Optionales Zubehör

| Order no.  | Beschreibung                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1245.010 | Elektrolytgefäß aus Kunststoff                                                              |
|            | Elektrolytgefäß aus Kunststoff mit Keramikdiaphragma für Double-Junction-Referenzelektrode. |



6.2112.130

Adapter Steckkontakt 5.5 mm / Schraubkontakt, vergoldet

Für VA-Elektroden

