



LL-Ag/AgCl-Referenzelektrode für CVS

6.0728.130

Inneres Referenzsystem mit Elektrolyt $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$. Zur Verwendung mit Elektrolytgefäß aus Kunststoff 6.1245.010.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1245.010	Elektrolytgefäß aus Kunststoff
	Elektrolytgefäß aus Kunststoff mit Keramikdiaphragma für Double-Junction-Referenzelektrode.



6.2112.130

Adapter Steckkontakt 5.5 mm / Schraubkontakt, vergoldet

Für VA-Elektroden

