



Komplette LL-Ag/AgCl(Gel) Referenzelektrode

6.0730.100

Wartungsfreie Double-Junction-Ag/AgCl-Referenzelektrode für die Voltammetrie. Aus Glas mit Elektrolyt $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (Gel), für pH 0 ... 8. Geeignet für den Einsatz im Dauerbetrieb in automatisierten Systemen und Online-Geräten.

Lieferumfang 6.0730.100

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1236.050	Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.



Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2112.130	Adapter Steckkontakt 5.5 mm / Schraubkontakt, vergoldet Für VA-Elektroden

